

R150A 960A

PESAPERSONE MECCANICA PROFESSIONALE

MEDICAL SCALE

Modello	Codice	Portata Max	Divisione	Divisione	M
R150A	00027A	150kg	500g	1000g	
960	00011A	150kg	500g	1000g	
R150 starimetro	00031	65~200cm	1mm		



CARATTERISTICHE

CND: V0399

N°repertorio: 210385

Certificazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III e Dispositivi medici MDD Classe di rischio Im, con funzione di misura.

Struttura in robusta fusione di alluminio verniciato con grande basamento per pesate in gombrianti, con Sistema di pesata a doppia molla temperata con leve in alluminio e coltelli in acciaio zincato lavorati a mano per garantire un perfetto funzionamento nel tempo.

R150A Dimensioni mm: Totale (w)310x(L)500(h)1000 / Base (w)240-310x(L)390x (h)110; Colonna (h)Ø 60x1000, Quadrante Ø200.

960A Dimensioni mm: Totale (w)310x(L)500(h)200 / Base (w)240-310x(L)390x (h)110; Quadrante Ø200.

Peso: R150A circa 7kg, 960A 5.5kg.

Accessori non inclusi: Statimetro telescopico misura altezza 60cm~212cm cod.00069AA, ruote trasporto.

Confezione 960A: 1pcs Dimensioni(w)350x(L)470x(h)330mm, Peso circa 6.5kg

Confezione R150A: 1pcs Dimensioni(w)300x(L)430x(h)1050mm, Peso circa 10kg

Garanzia: 3 anni

960



R150A-960A: QUADRANTE BEN VISIBILE

