

C 201 PESAPERSONE ECONOMICA A ROMANO A COLONNA LOW COST BEAM COLUMN SCALES



CARATTERISTICHE / FEATURES

- 1 Struttura in lamiera verniciata con pedana in gomma /Metal painted structure with rubber platform.
- 2 Misurazione del peso con sistema interno a leve collegate a tirante ad asta a equilibrio non automatico / Weight system with lever mechanism with knife - edges.
- 3 Il peso è indicato ad asta con caratteri ben leggibili / The weight is easy and clear to read



CLASSE I con funzione di misura



Divisione su tutta la portata.
Division full capacity



A richiesta versione in libbre
Graduated lb available



Tara
Tare



Un anno di garanzia
One year of warranty

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA MAX CAPACITY [MAX]	DIVISIONE DIVISION [e]	DIMENSIONI mm SIZE mm	PESO WEIGHT
C 201	00008	200 kg	100 g	Base/Platform: (W)275x(L)530x(H)115 Colonna/Pole: (H)1400	Circa/Approx 15kg
Direttiva metrica 90/384/CEE Ecc directive 90/384/CEE	Classe di precisione III/ Approved medical class III				
Dispositivi medici 93/42/CEE Ecc directive 93/42/CEE	Classe di rischio I, con funzione di misura /Risk class I, with measurement function				
Accessori inclusi Accessories included	Statimetro telescopico misura altezza 65cm~212cm,Ruote trasporto Telescopic height rod measuring range 65cm~ 212cm, Wheels to move				
Confezione / Packaging	1 pcs dimension (W)525x/(L)1500x(H)170mm; Circa /Approx 17,5kg				
					
Statimetro Telescopico Telescopic height rod 65cm~212cm		Ruote per trasporto (incluse) Wheels to move (included)		Leve in fusione in alluminio Cast aluminium levers	