

DATI TECNICI / <i>technical sheet</i>		cerotti riscaldanti
		<i>heat patches</i>
CE 93/42/CE class 1	2007/47/CE	MEGAPLAST

MATERIALI / *components*

1	ASTUCCIO <i>box</i>	cartoncino <i>carton</i>
2	busta cerotto <i>ipoallergenico, monouso</i>	plaster <i>Hypoallergenic, disposable</i>



contenuto/contents: 2 pz/pcs dim.9x29 cm

codice ordine /code: MEG001

per collo/spalla/polso/zona lombare/basso addome
for neck/shoulder/wrist/lumbar area/lower abdomen

Dermatologicamente testato / *Dermatologically tested*

caratteristiche cerotto : materiale soffice composto da celle contenenti elementi naturali quali carbone sale polvere di ferro che a contatto con l'ossigeno dell'aria sviluppano calore . Non contiene farmaci

istruzioni d'uso/avvertenze all'interno / *Directions fo use/warning in the box*